


Agilent BioTek Cytation C10

自動化共軛焦影像系統暨 多功能光學檢測儀 儀器介紹與新知分享說明會



- 集轉盤式共軛焦、大視野倒立式螢光顯微鏡以及多功能微量盤檢測儀於一體
- 共軛焦結合大視野影像：以較低倍率的大視野影像拍攝，再切換至共軛焦模式拍攝細胞內部細節與3D立體樣品
- 具環境控制功能，長時間拍攝活細胞實驗的最佳選擇
- 多功能檢測儀：全波長檢測吸收光、螢光、冷光讀值



時間：2022/5/30 (一) 14:00-15:00

地點：線上分享會

講者：Sunny Liao 產品應用經理

主辦單位：台灣安捷倫科技股份有限公司

報名表單：<https://forms.gle/8bJm2LBKfH4gTU2A>

報名表單

